

ErgoBench/ErgoBasic TradeBasic Bänke

Benutzerhandbuch

Gilt für folgende Modelle:

MD

EB9000

EB9010

EB9020

EB9030

REF

EB9040

EB9050

EB9070



Wichtig! Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den Benutzer des Produkts. Alle, die dieses Produkt verwenden, sollten seinen Inhalt lesen und vollständig verstehen. Denken Sie daran, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem es den Benutzern des Produkts jederzeit zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis

• Einführung.....	2
• Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen.....	3
• Installation & Auspacken	4
• Technische Spezifikationen.....	7
• Operation	8
• Vorbeugende Wartung	9
• Polsterreinigung & Pflege	10
• Bedienung	10
• Ersatzteile.....	11
• Garantie	14
• Herstellerinformationen	14

Einführung

ErgoBank:

Die ErgoBench bietet kompromisslose Stabilität und Stil plus sanften Komfort für Ihre Patienten – alles zu einem erschwinglichen Preis. Es hat eine Höhenverstellung von 18" bis 24" und verfügt über einen einheitlichen Stahlrahmen mit Flaschenhalsform, nahtlose Kissen, Multi-Fit-Armlehnen und einen Papierrollenhalter und eine Schneidevorrichtung. Es enthält ein bequemes und leicht verstellbares Kopfstück. Die ErgoBench wird mit nicht montierten Beinen geliefert und kann gegen Aufpreis auch komplett montiert geliefert werden.

ErgoBasic:

Schlank, elegant einfach und dennoch erschwinglich, bietet die ErgoBasic Bench eine kritische Mischung aus Anpassungsfunktionen, die von vielen Praktikern gelobt wird. Ein Neigungskopfstück und ein Accelerator™III-Beckensenker sind Standard. Zu den Optionen gehören verschiedene Kopfstücke mit Neigungsfunktion, einer einstellbaren Gesichtsöffnung, einem Vorwärtsabfall, einer Erhöhung und einem Kippabfall.

TradeBasic:

Der TradeBasic Anpassungstisch ist auf Exzellenz ausgelegt und als erschwingliche Wahl für eine wachsende Praxis oder als Startertisch konzipiert. Zu den Qualitätsoptionen gehören ein neigbares Kopfstück mit verstellbaren Gesichtspolstern, Beckenabsenkung (einteiliger Stahlrahmen), 22-Zoll-W-Komfortpolster, Papierrollenhalter, Schneidevorrichtung und Führungsstange. Zusätzliche Tropfen können hinzugefügt werden. Lieferung komplett montiert.

Verwendungszweck:

Die ErgoBench/ErgoBasic/TradeBasic Bänke sind für den Einsatz in einer klinischen Umgebung bestimmt, um Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sind durch spezielle Symbole gekennzeichnet. Anwendbare Symbole werden unten zusammen mit einer Beschreibung des Symbols gezeigt. Lesen Sie diese Symbole und alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen.

	VORSICHT: Text mit einem „VORSICHT“-Indikator erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die zu Verletzungen führen können.
	WARNUNG: Text mit der Anzeige „WARNUNG“ erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die möglicherweise zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
	Quetschpunkt: Weist auf einen Freiraum zwischen manuell einstellbaren beweglichen und feststehenden Teilen hin, in dem Körperteile eingeklemmt werden können, was zu leichten Verletzungen führen kann.
 	Gebrauchsanweisung: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	Gibt den Gerätehersteller an.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein medizinisches Gerät handelt.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:



WARNUNG: Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.



WARNUNG: Unter keinen Umständen sollte der Tisch von seinem ursprünglichen Design abgeändert werden. Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions, wenn Sie Hilfe beim Service benötigen.

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie dieses gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.
- Eine staatlich zugelassene Ärztin oder ein staatlich zugelassener Arzt beziehungsweise eine entsprechend autorisierte klinische Fachkraft muss sicherstellen, dass der Gesundheitszustand und die physische Verfassung des Patienten für die chiropraktische Behandlung auf dem Behandlungstisch

geeignet sind. Die Behandlung muss unter der Anleitung einer zugelassenen klinischen Fachkraft durchgeführt werden.

- Überschreiten Sie niemals das maximal unterstützte Gewicht des Tisches.
- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Tischfüße nicht rutschen.
- Dieser Tisch ist NICHT für den Patiententransport vorgesehen.
- NICHT zur Verwendung mit anderem Zubehör als dem in diesem Handbuch angegebenen bestimmt.
- Erklären Sie dem Patienten immer, wie er richtig auf den Tisch auf- und absteigt. Achten Sie darauf, dem Patienten zu helfen, um Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände des Patienten immer auf der Oberseite der Kissen.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und Quetschstellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß verriegelt sind, bevor Sie den Patienten positionieren oder freigeben.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur vorbeugenden Wartung in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf Beschädigungen untersucht wurden und voll funktionsfähig sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse vor jedem Gebrauch.
- Wenn Sie Serviceunterstützung benötigen, wenden Sie sich unter 1-800-743-7738 an Pivotal Health Solutions.

Installation & Auspacken

ZUM ANHEBEN UND BEWEGEN DES TISCHS SIND MINDESTENS ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH. HEBEN SIE DEN TISCH AM GRUNDRAHMEN AN!



WARNUNG: Installieren/verwenden Sie dieses Gerät nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führen könnte. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.



DEN TISCH SOFORT BEI LIEFERUNG AUSPACKEN UND PRÜFEN – UNTERSCHREIBEN SIE DEN LIEFERSCHEIN NICHT, BIS SIE BESTÄTIGT HABEN, DASS DAS PRODUKT FREI VON SCHÄDEN IST. WENN VERSANDSCHÄDEN NICHT AUF DEM VERSANDBESCHEINIGUNG VERMERKT WERDEN, WIRD DIE GARANTIE NICHTIG.

1. Nachdem Sie die obere und die Seitenwände des Versandbehälters entfernt haben, bemerken Sie möglicherweise Metallbänder und Kabelbinder aus Kunststoff. Diese dienen zur Sicherung verschiedener Tischteile und müssen entfernt werden. Sobald alle Bänder und Kabelbinder entfernt sind, muss der Tisch direkt nach oben gehoben werden, um alle Transportsicherungen zu beseitigen.
2. Sobald der Tisch aus der Versandkiste genommen wurde, montieren Sie die Beine bei Bedarf und stellen Sie den Tisch an einem ebenen Ort auf. Die vier Nivellierfüße können gedreht werden, um Feineinstellungen vorzunehmen, um den Tisch auszurichten.

3. Untersuchen Sie die Tischkissen, den Rahmen, die Beschläge usw. auf Beschädigungen.
4. Wenn kein Schaden festgestellt wird, testen Sie Tropfen und alle anderen Optionen, die auf Ihrem Tisch liegen. Überprüfen Sie, ob alle vorinstallierten Teile fest angezogen sind. Bei Bedarf festziehen.
5. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions oder Ihren Händler.

Beinmontageanleitung (falls zutreffend, siehe Skizzen auf der folgenden Seite):

1. Schieben Sie die untere Beinbaugruppe in die obere Beinbaugruppe.
2. Richten Sie die Löcher für die gewünschte Höhe des Tisches aus. (Die vordere und hintere Beinhöhe sollten auf die gleiche Höhe eingestellt werden.)
3. Schieben Sie die Armlehnenbaugruppe um die Außenseite der oberen Beinhalterung herum.
4. Richten Sie die Löcher der Armlehnenbaugruppe mit den Löchern am Bein aus.
5. Platzieren Sie 3/8-16 Schraubendurchgangslöcher (8x, 4 pro Bein) und stellen Sie sicher, dass sie durch die Armlehne, die obere Beinbaugruppe und die unteren Beinbaugruppenlöcher gehen.
6. Verwenden Sie die mitgelieferte 3/8-16-Kontermutter, um sie an der Innenseite der fertigen Beinbaugruppe zu befestigen. (8x, 4 pro Bein)
7. Schieben Sie die vorderen und hinteren Beinbaugruppen in den oberen Rahmen.
8. Richten Sie die Löcher mit dem oberen Rahmen und der Beinbaugruppe aus. Mit 3/8-16 Schraube und 3/8-16 Mutter zusammen befestigen. (8x) von jedem.



1) SLIP BOTTOM LEG ASSEMBLY INSIDE TOP LEG ASSEMBLY.

2) LINE UP HOLES FOR DESIRED HEIGHT OF TABLE. (FRONT AND REAR LEG HEIGHT SHOULD BE SET TO SAME HEIGHT.)

3) SLIP ARM REST ASSEMBLY AROUND OUT SIDE OF TOP LEG MOUNT.


4) LINE ARM REST ASSEMBLY HOLES UP WITH HOLES ON LEG.

5) PLACE 3/8-16 BOLT THRU HOLES, (4X 2 PER SIDE) MAKING SURE THEY GO THRU THE ARM REST, THE TOP LEG ASSEMBLY, AND BOTTOM LEG ASSEMBLY HOLES.

6) USE 3/8-16 LOCK NUT PROVIDED TO FASTEN TOGETHER ON INSIDE OF THE COMPLETED LEG ASSEMBLY. (4X 2 PER SIDE)

7) SLIP FRONT AND REAR LEG ASSEMBLY INSIDE TOP FRAME. (PICTURE VARIES PER TABLE)

8) LINE UP HOLES WITH TOP FRAME AND LEG ASSEMBLY. FASTEN TOGETHER WITH 3/8-16 BOLT AND 3/8-16 NUT (8X)



Technische Spezifikationen



WARNUNG: Halten Sie den Tisch von Bereichen mit hoher Feuchtigkeit fern. Nur für den Innengebrauch.

Betriebsbedingungen: Dieser Tisch sollte zwischen 40 °F (4,4 °C) und 100 °F (37,8 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % betrieben werden.

Transport- und Lagerbedingungen: Dieser Tisch sollte bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 70 °C (158 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 100 % transportiert und gelagert werden.

MD	Ergobank EB9000, EB9010	Ergobank EB9020, B9030	Ergobasisch EB9040, EB9050, EB9060	Tradebasic EB9070
Maße	73" L x 24" B		65" L x 27" B	74" L x 27" B
Gewichtskapazität	350 Pfund.		350 Pfund.	350 Pfund.
Höhe	18-24" H		18-24" H	18-24" H
Modell aus weichem Schaumstoff #	EB9000 Weichschaum	EB9020 Weicher Schaumstoff	EB9040 Weicher Schaumstoff	N / A
Modell aus festem Schaumstoff #	EB9010 Fester Schaum	EB9030 Fester Schaum	EB9050 Fester Schaum	
Drop-Typ	N / A	N / A	Accelerator™-Tropfen	Stift fällt
Kopfbedeckung	Kopfteil kippen	Festes Oberteil	Neigungskopfstück mit ausgewählten Optionen	Neigungskopfstück mit optionalem Drop

Erwartete Lebensdauer: Dieses Produkt hat eine voraussichtliche Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren, wenn es gemäß dieser Anleitung korrekt gehandhabt, gewartet und überprüft wird.

Design und Qualität: Pivotal Health Solutions ist nach ISO 13485, dem Standard für die Medizinprodukteindustrie, zertifiziert.

Produktänderungen: Pivotal Health Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren Pivotal Health Solutions-Vertreter, um Rat und Informationen zu Produkt-Upgrades zu erhalten.

Operation

Hinweis für den Anwender: Wenn sich mit diesem Produkt ein schwerwiegender Vorfall ereignet, melden Sie den Vorfall an Pivotal Health Solutions. (Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie den Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.

Dem Patienten auf den Tisch helfen:

- 1) Der Arzt oder geschultes Personal sollte dem Patienten immer auf dem Tisch helfen. Lassen Sie den Patienten nicht alleine auf den Tisch steigen.
- 2) Der Patient sollte die Kleidung auf Schlüssel, Geldbörse, Gürtel oder andere Gegenstände überprüfen, die während der Behandlung Unbehagen verursachen oder die Polsterung beschädigen können.
- 3) Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.

Tischbetrieb:

- 1) Um mit der Behandlung zu beginnen, positionieren Sie den Patienten auf dem Tisch. Ein Patient befindet sich typischerweise in Bauchlage.
- 2) Führen Sie die gewünschte Behandlung durch. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Betrieb“ und/oder die einzelnen Komponentenfunktionen weiter unten für die Bedienung bestimmter Tischfunktionen.
- 3) Bringen Sie den Tisch nach der Behandlung wieder in eine ebene und gerade Konfiguration.

Unterstützung des Patienten vom Tisch:

- 1) Weisen Sie den Patienten darauf hin, nicht alleine vom Tisch aufzustehen, um Belastungen zu vermeiden, die die Behandlung ungültig machen könnten, und um sicherzustellen, dass dem Patienten beim Hinlegen nicht schwindelig wird, was zu einem Ungleichgewicht führen kann.
- 2) Lassen Sie den Patienten sein volles Gleichgewicht finden, bevor Sie in eine stehende Position kommen. Best Practice ist es, den Patienten immer in der Nähe zu halten.

Höhenverstellung:

- Um eine Höheneinstellung vorzunehmen, entfernen Sie die Sechskantschrauben und Kontermuttern von jedem Bein und schieben Sie dann die unteren und oberen Beine in die gewünschte Position. Schrauben und Muttern wieder einsetzen. Ziehen Sie sie mit einer Ratsche fest, die mit einer 9/16-Zoll-Stecknuss und einem 9/16-Zoll-Schraubenschlüssel ausgestattet ist.

Einstellung des Neigungskopfabschnitts:

- Das Kopfteil der Tische kann durch einfaches Anheben und Positionieren des Kopfteils angehoben werden.
- Zum Absenken unter die rechte oder linke Seite des Kopfteils greifen und den Knopf zum Fußende des Tisches drehen. Während Sie den Knopf drehen, senken Sie das Kopfteil, bis die gewünschte Position erreicht ist, und lassen Sie dann den Knopf los.

Anpassbare Gesichtskissen (TradeBasic):

- Die Kopfstückkissen sind für den Komfort des Patienten einstellbar. Sie können mit den 2 Knöpfen an der Vorderseite des Tisches geöffnet und geschlossen werden. Lösen Sie den Knopf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und schieben Sie die Kissen in die gewünschte Position hinein oder heraus. Sobald die Kissen richtig positioniert sind, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.

Extensions-/Flexionskopfstück (TradeBasic):

- Heben oder senken Sie den Überträger, indem Sie den Griff festhalten und den Hebel unter den Polstern des Überträgers drücken. Wenn sich das Kopfstück in der gewünschten Position befindet, lassen Sie den Hebel los.

Tropfen):

- Tropfen auf Tischen haben einen Spannkopf und Handspannhebel. Beginnen Sie damit, die Tropfen auf die leichteste Spannungseinstellung einzustellen, wenn Sie den Patienten zum ersten Mal anpassen. Wenn die Spannung anfangs zu hoch eingestellt ist, fällt der Tropfen je nach Körpergewicht des Patienten möglicherweise nicht ab und es kann zu Verletzungen kommen.
- Um die Spannung einzustellen, drehen Sie den Spannungsregler gegen den Uhrzeigersinn, um eine leichtere Einstellung zu erhalten, und testen Sie dann den Fall. Es sollte den Patienten nicht halten. Ziehen Sie den Spannungsregler im Uhrzeigersinn fest, bis der Fall den Patienten hält. Fällt es beim Aufstellen zur Behandlung herunter, ist mehr Spannung erforderlich.
- Um den Tropfen zu spannen, heben Sie einfach den Spanngriff an.



KNICKPUNKT: Halten Sie die Hände des Patienten beim Absenken, Anheben und Neigen des Tisches immer auf der Oberseite der Kissen, um mögliche Quetschstellen zu vermeiden.

Vorbeugende Wartung

INSPEKTION:

Mindestens einmal im Monat sollte der Tisch gründlich auf Verschleiß, lose Hardware und Teile und andere Schäden untersucht werden.

- Überprüfen Sie den Tisch, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder lose Teile vorhanden sind. Lockere Hardware festziehen. Hardware, die sich nicht festziehen lässt, muss ersetzt werden.
- Untersuchen Sie den Tisch auf offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie gerissene Schweißnähte, lose Schrauben, ausgefranste oder beschädigte Kabel. Verwenden Sie keinen Tisch mit beschädigten Kabeln.
- Bewegliche Bauteile (elektrische und nicht elektrische) auf Funktion prüfen.
- Bauteile auf Verriegelung und Funktion prüfen.
- **Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions.**

Polsterreinigung & Pflege



VORSICHT: Sorgfältig lesen, unsachgemäße Reinigung führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

DESINFEKTION: Es gibt ein Desinfektionstuch auf dem Markt namens *Protex Ultra Desinfektionstücher*. Viele unserer Kunden nutzen diese.

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG: Eine Lösung aus 10 % mildem flüssigem Haushaltsspülmittel mit warmem Wasser, aufgetragen mit einem weichen, feuchten Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

FÜR FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen.

FÜR SCHWIERIGERE FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleiche (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen, um die Bleichmittelkonzentration zu entfernen.

WAS NICHT VERWENDEN IST: Die Verwendung der falschen Reinigungsmittel führt zum ERLÖSCHEN DER GARANTIE und zur Rissbildung, Austrocknung und Zerstörung Ihres Vinyls. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, scharfe Chemikalien oder Scheuermittel enthalten.

Bedienung

Spezifische Garantieinformationen finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in diesem Handbuch.

Verwenden Sie beim Austausch verschlissener Teile Originalteile von Pivotal Health Solutions, Inc., indem Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden. Bei Ersatzteilbestellung:

- Fragen Sie nach der Serviceabteilung, 800-743-7738
- Halten Sie die Modell- und Seriennummer bereit
- Geben Sie die Teile anhand der nachstehenden Nummern/Beschreibung an

Anleitung für beschädigte Ware: Der Inhalt dieser Lieferung wurde von erfahrenem Personal geprüft und verpackt. Wenn Ihr Unternehmen den Versand arrangiert hat, sollten Schäden auf dem Frachtbrief vermerkt werden, bevor Sie die Sendung unterzeichnen, dann sollten während des Transports beschädigte Artikel sofort dem ausliefernden Spediteur gemeldet werden, und Sie müssen eine Reklamation einreichen. Wenn der Versand von Pivotal Health Solutions arrangiert wurde, vermerken Sie alle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie die Annahme des Produkts unterzeichnen, und benachrichtigen Sie Pivotal Health Solutions unverzüglich. Wenn Sie das Produkt nicht auf Transportschäden untersuchen, bevor Sie das Produkt unterschreiben, kann dies Ihre Garantie beeinträchtigen. Wir sind weder verantwortlich noch können wir die Rücksendung von Waren akzeptieren, die während des Transports durch Dritte veranlasst wurden.

Technische Information:

Pivotal Health Solutions stellt bei Bedarf Schaltpläne, Komponentenlisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder andere Informationen zur Verfügung, die dem Servicepersonal helfen.

Weiterverkauf oder Entsorgung:

Ein Chiropraktiktisch wird von der Food and Drug Administration als Medizinprodukt angesehen. Daher muss Pivotal Health Solutions, Inc. benachrichtigt werden, wenn der Tisch verkauft, zerstört oder anderweitig entsorgt wird. Bitte wenden Sie sich schriftlich unter Angabe Ihres Namens und der Seriennummer Ihres Tisches an:

Pivotal Health Solutions
Attention: Quality
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201

Ersatzteile

Ersatzteillinformationen



HINWEIS: Diese Tische können verschiedene Kissenkonfigurationen haben. Bitte kontaktieren Sie Pivotal Health Solutions für Einzelheiten zum Ersatzkissen.

ErgoBench		ErgoBasic	
<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>
EB9000 Körperkissen	89419-xxx	Weiches Brustkissen	89441-xxx
EB9010 Körperkissen	89421-xxx	Weicher Thor. Kopf fallen lassen	89490-xxx
Kopfkissen	89097-xxx	Festes Thoraxkissen	89212-xxx
Armkissen	65454-xxx	Firma Thor. Kopf fallen lassen	89489-xxx
EB9020 Körperkissen	89433-xxx	Weiches Beckenkissen	89443-xxx
EB9030 Körperkissen	89435-xxx	Festes Beckenkissen	89208-xxx
Gleitplanierer	60007	Weiches Knöchelkissen	89445-xxx
Papierschneidearm	62644	Festes Knöchelkissen	89205-xxx
Papierhalterrohr	66988	ErgoStyle U-Gesicht	89097-xxx

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Wenden Sie sich an Pivotal Health, um den entsprechenden Farbcode für Ihre Tabelle zu erhalten.

Ersatzteilinformationen



HINWEIS: Diese Tische können verschiedene Kissenkonfigurationen haben. Bitte kontaktieren Sie Pivotal Health Solutions für Einzelheiten zum Ersatzkissen.

TradeBasic	
<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>
Armkissen	65454-xxxx
Nackenkissen	E1020-xxxx
Brust-/Lendenkissen	E1032-xxxx
Beckenkissen	E1019-xxxx
Knöchelkissen	E1044-xxxx
Lumbaler Tropfen	89190
Thoraxtropfen	89191
Neigbares Kopfstück mit zervikalem Tropfen	89192
Neigbares Kopfstück mit verstellbarem Gesichtskissen	89193
Gleitplanierer	60007
Papierschneider	62644
Halterung für den Papierschneider	65468

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Wenden Sie sich an Pivotal Health, um den entsprechenden Farbcode für Ihre Tabelle zu erhalten.

Garantie

Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter: <https://www.pivotalhealthsolutions.com/customer-service/warranty.aspx>

Hinweis: Die aufgeführten Garantiezeiträume gelten nur für Produkte, die im Neuzustand gekauft wurden. Alle Tische, die als Fabrikfehler oder in gebrauchtem Zustand verkauft werden, werden „wie besehen“ verkauft und sind auf eine (1) Jahr Garantie nur auf den Rahmen, beginnend mit dem Lieferdatum, beschränkt.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Herstellereinformationen

Rev K 5-29-2025



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Couron
France



UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland