



ERGOSTILE™ HYLO Manuelle Drop- Tabelle Benutzerhandbuch



Wichtig! Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den Benutzer des Produkts. Alle, die dieses Produkt verwenden, sollten seinen Inhalt lesen und vollständig verstehen. Denken Sie daran, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem es den Benutzern des Produkts jederzeit zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung.....	2
Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen.....	3
Installation & Auspacken	5
Technische Spezifikationen.....	6
Operationen.....	7
Vorbeugende Wartung	9
Polsterpflege & Reinigung.....	9
Service und Fehlerbehebung	10
Ersatzteile.....	11
Garantie	12
Herstellerinformationen	12

Einführung

Der ErgoStyle Elevating HYLO Table ist reich an Funktionen mit stufenloser Anhebung und bis zu 63° Neigungsmöglichkeiten, die die Belastung für Sie und Ihre Patienten reduzieren. Der ErgoStyle Elevating HYLO Table verfügt außerdem über eine verstaubare Fußplatte, die einen besseren Zugang zum Ende des Tisches ermöglicht. Da es vollständig modular aufgebaut ist, ermöglicht es einfache Modifikationen und Upgrades, wenn Ihre Praxis und Techniken wachsen. Wählen Sie aus manuellen Drops, verschiedenen verstellbaren Kopfstücken, einer abnehmbaren Brust und vielen anderen Optionen, um Ihren Tisch an Ihre Praxisanforderungen anzupassen.

Verwendungszweck: Der ErgoStyle Elevating HYLO EH9400 Series Table ist für den Einsatz in einer klinischen Umgebung vorgesehen, um Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen



WARNUNG: Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.



Quetschgefahr: Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich.



ELEKTRISCHE VERBINDUNG: Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieser Tisch geerdet werden. Dieser Tisch ist mit einem Netzkabel mit einem dreipoligen (3) geerdeten Stecker ausgestattet. Um die Gefahr eines möglichen Stromschlags zu minimieren, muss es an eine passende dreipolige (3) geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden, die gemäß dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist. Wenn keine passende Wandsteckdose verfügbar ist, liegt es in der Verantwortung und Pflicht des Kunden, eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose mit drei (3) Stiften von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen. Die Leistungsanforderungen der Tabelle finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie dieses gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.
- Eine staatlich zugelassene Ärztin oder ein staatlich zugelassener Arzt beziehungsweise eine entsprechend autorisierte klinische Fachkraft muss sicherstellen, dass der Gesundheitszustand und die physische Verfassung des Patienten für die chiropraktische Behandlung auf dem Behandlungstisch geeignet sind. Die Behandlung muss unter der Anleitung einer zugelassenen klinischen Fachkraft durchgeführt werden.
- Überschreiten Sie niemals das maximal unterstützte Gewicht des Tisches.
- SITZEN, LEHNEN ODER ANDERWEITIG NICHT ÜBERGEWICHTE NEIGENDE KOPFSTÜCKE ODER ARMABSCHNITTE. Diese Kippabschnitte sollen nicht mehr als das Gewicht des Körperteils halten, das das Teil halten soll.
- Schließen Sie den Tisch nur an eine geerdete Steckdose an, die an einen Stromkreis mit einem abgesicherten Leistungsschalter angeschlossen ist in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen.
- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Tischfüße nicht rutschen.
- Dieser Tisch ist NICHT für den Patiententransport vorgesehen.
- NICHT zur Verwendung mit anderem Zubehör als dem in diesem Handbuch angegebenen bestimmt.
- Betreiben Sie den Tisch nicht in einer Umgebung, in der andere Geräte vorhanden sind, die absichtlich elektromagnetische Energie ungeschirmt abstrahlen.
- Erklären Sie dem Patienten immer, wie er richtig auf den Tisch auf- und absteigt. Achten Sie darauf, dem Patienten zu helfen, um Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände des Patienten immer auf der Oberseite der Kissen.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und Quetschstellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß verriegelt sind, bevor Sie den Patienten positionieren oder freigeben.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur vorbeugenden Wartung in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf Beschädigungen untersucht wurden und voll funktionsfähig sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse vor jedem Gebrauch.

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sind durch spezielle Symbole gekennzeichnet. Anwendbare Symbole werden unten zusammen mit einer Beschreibung des Symbols gezeigt. Lesen Sie diese Symbole und alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen.

	VORSICHT: Text mit einem „VORSICHT“-Indikator erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die zu Verletzungen führen können.
	WARNUNG: Text mit der Anzeige „WARNUNG“ erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die möglicherweise zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
	Quetschpunkt: Weist auf einen Freiraum zwischen manuell einstellbaren beweglichen und feststehenden Teilen hin, in dem Körperteile eingeklemmt werden können, was zu leichten Verletzungen führen kann.
	Warnung: Hochspannung
	Quetschgefahr: Weist auf den Abstand zwischen angetriebenen beweglichen und stationären Teilen hin, der eine potenzielle Quetschgefahr darstellt.
	Gebrauchsanweisung: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	EXPLOSIONSGEFAHR Text mit dem Indikator „EXPLOSIONSGEFAHR“ erklärt mögliche Sicherheitsverletzungen, wenn dieses Gerät in Gegenwart von entflammaren Anästhetika verwendet wird.
	Enthält elektronische Materialien. Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen.
	Gibt den Gerätehersteller an.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein medizinisches Gerät handelt.



WARNUNG: Unter keinen Umständen sollte der Tisch von seinem ursprünglichen Design abgeändert werden. Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions, wenn Sie Hilfe beim Service benötigen.



ACHTUNG: Mögliche Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika.

Installation & Auspacken

ZUM ANHEBEN UND BEWEGEN DES TISCHS SIND MINDESTENS ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH. HEBEN SIE DEN TISCH AM GRUNDRAHMEN AN!



WARNUNG: Installieren/verwenden Sie dieses Gerät nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führen könnte. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.



WARNUNG: Heben Sie den Tisch nicht am Kopfteil, der Armlehne oder der Fußplatte an.



VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Fußplatte des Tisches auf dem Boden ruht, wenn der Tisch vollständig in die obere Position gekippt ist, da sonst eine Instabilität des Tisches auftreten könnte.



Halten Sie den Tisch von Bereichen mit hoher Feuchtigkeit fern. Nur für den Innengebrauch.

Nachdem Sie die obere und seitliche Abdeckung der Versandkiste entfernt haben, bemerken Sie möglicherweise Metallbänder und Kabelbinder aus Kunststoff. Diese dienen zur Sicherung verschiedener Tischteile und müssen entfernt werden. Sobald alle Bänder und Kabelbinder entfernt sind, muss der Tisch direkt nach oben gehoben werden, um alle Transportsicherungen zu beseitigen.

Sobald der Tisch aus der Transportkiste genommen wurde, stellen Sie den Tisch auf eine ebene Fläche und überprüfen Sie die Tischkissen, den Rahmen, die Kabel usw. auf Beschädigungen. Wenn keine Schäden festgestellt werden, stecken Sie den Tisch ein und testen Sie die Höhe, das Gefälle und alle anderen Optionen, die sich auf Ihrem Tisch befinden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions oder Ihren Händler.

Einstellung der Gleitnivellierer:

Verwenden Sie eine Wasserwaage (Flüssigkeitsblasentyp), um Einstellungen an jedem Gleitnivelliergerät des Tisches vorzunehmen, und ziehen Sie jedes Gleitstück mit einem normalen Halbmondschlüssel fest. Die Fußplatte des Tisches sollte auf dem Boden aufliegen, wenn der Tisch vollständig nach oben gekippt ist. Die hinteren Gleitnivellierer sollten auf die niedrigstmögliche Position eingestellt werden.

Transport- und Versandtemperatur (-40°C bis +70°C) und Luftfeuchtigkeit (von 10% bis 100%)

Betriebsbedingungen: Dieser Tisch sollte zwischen 40 °F (4,4 °C) und 100 °F (37,8 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % betrieben werden.

Technische Spezifikationen

Modellnummer	EH9400	EH9420	EH9421	EH9422
Beschreibung	ErgoStyle-Erhöhungstisch HYLO	ErgoStyle-Erhöhungstisch HYLO	ErgoStyle Erhöhender HYLO-Tisch mit automatischer Spannung	ErgoStyle Erhöhender HYLO-Tisch mit automatischer Spannung
Nennspannung	120V	240V	120V	240V
Nennfrequenz	50/60 Hertz			
Nennstrom	4,5 Ampere max			
Sicherungstyp	Keine vom Benutzer zu wartende Sicherung			
Tragfähigkeit	400 Pfund. (181 kg)			
Tischgewicht	325 Pfund. (147 kg)			
Liefergewicht	420 Pfund. (190 kg)			
Tischhöhe	20 bis 30"			
Maße	70" LX 28" BX 20-30" H			
Kissenbreite	22,5"			
Auslastungsgrad	2 min sind 18 min aus			
Elektrische Klassifizierung	Klasse 1			
Elektrischer Typ	 Type B			
IP-Bewertung	IPX6 waschbar			
Netzkabel 120 V	4 m (13 Fuß) Kabellänge, 18 AWG			
Netzkabel 240 V	3,4 m (11 Fuß) Kabellänge, 18 AWG			

Technische Daten des LINAK ANTRIEBS:

- Auslastungsgrad: 10 % ~ 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast, gefolgt von 18 Minuten Pause
- Umgebungstemperatur: von +10° bis +40 °C
- Zugelassen nach EN 60335-1 und UL 962

Produktänderungen: Pivotal Health Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren Pivotal Health Solutions-Vertreter, um Rat und Informationen zu Produkt-Upgrades zu erhalten.

Erwartete Lebensdauer: Das Produkt hat eine voraussichtliche Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren, wenn es gemäß dieser Anleitung korrekt gehandhabt, gewartet und überprüft wird.

Design und Qualität: Pivotal Health Solutions ist nach ISO 13485, dem Standard für die Medizinprodukteindustrie, zertifiziert.

Operationen

Das Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf zur Verwendung durch oder auf Anordnung eines Arztes oder mit der beschreibenden Bezeichnung eines anderen Arztes, der von dem Bundesstaat, in dem die Person die Verwendung des Geräts ausübt oder die Verwendung anordnet, zugelassen ist.

WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör und Kabeln, die nicht von Pivotal Health Solutions angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immunität und zu einem fehlerhaften Betrieb führen.




WARNUNG: Tragbare HF-Kommunikationsgeräte, einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antenne, sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) zu irgendeinem Teil des EH9400 verwendet werden, einschließlich der mit dem EH9400 verbundenen Kabel. Andernfalls könnte die Leistung dieses Geräts beeinträchtigt werden.

UNTERSTÜTZUNG DES PATIENTEN AUF DEM TISCH:


- 1) Der Arzt oder geschultes Personal sollte dem Patienten immer auf dem Tisch helfen. Lassen Sie den Patienten nicht alleine auf den Tisch steigen.
- 2) Der Patient sollte die Kleidung auf Schlüssel, Brieftasche oder andere Gegenstände überprüfen, die während der Behandlung Unbehagen verursachen oder die Polsterung beschädigen können.
- 3) Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.

TISCHBETRIEB:


- 1) Lassen Sie den Patienten zu Beginn der Behandlung auf der Fußplatte stehen, sich gegen den Tisch lehnen und Hände und Arme auf die Armpolster legen.
- 2) Sobald sich der Patient in Position befindet und die Hände auf den Armlehnenpolstern liegen, verwenden Sie das Fußpedal, um die Funktion des Tisches zu steuern
- 4) Beginnen Sie damit, den Pflegebedürftigen in die horizontale Position zu bringen, indem Sie den Abwärtspfeil auf dem Fußanlasser drücken (**Hände und Füße immer von beweglichen Teilen fernhalten**).




- 5) Sobald sich der Tisch in horizontaler Position befindet, können Sie ihn horizontal auf die gewünschte Höhe anheben, indem Sie den Aufwärtspfeil auf der Fußsteuerung unter dem Heben/Senken-Symbol drücken.



- 6) Wenn die Behandlung beendet ist, ziehen Sie das gestreckte Fußgelenk zurück in den Tisch, falls es gestreckt war, und senken Sie dann den Tisch in seine niedrigste Position, um den Patienten zu entfernen. Senken Sie den Tisch ab, indem Sie den Abwärtspfeil unter dem Heben/Senken-Symbol auf der Fußsteuerung gedrückt halten.



- 7) Sie können den Patienten jetzt sicher vom Tisch nehmen oder den Tisch vertikal neigen, damit der Patient in vertikaler Position vom Tisch steigen kann. Um den Pflegebedürftigen in vertikaler Position zu entfernen, stellen Sie sicher, dass sich die Arme und Hände des Pflegebedürftigen auf der Armlehne befinden, und bringen Sie den Knöchelstrecker in die Position, die dem Tisch am nächsten liegt.
- 8) Um den Tisch zum Entfernen des Patienten in die vertikale Position zu kippen, vergewissern Sie sich, dass der Knöchelstrecker wieder in die eingefahrene Position gebracht wird (am nächsten zum Tisch), und drücken Sie dann einfach den Aufwärtspfeil unter dem NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Neigungssymbol. Sobald die Fußplatte fest auf dem Boden steht, kann der Patient von der Fußplatte absteigen.



UNTERSTÜTZUNG DES PATIENTEN AUSSERHALB DES TISCHS (NACH DER BEHANDLUNG):

- 1) Weisen Sie den Patienten darauf hin, nicht alleine vom Tisch aufzustehen, um eine Belastung zu vermeiden, die die Behandlung ungültig machen könnte. Stellen Sie außerdem sicher, dass dem Patienten beim Hinlegen nicht schwindelig wird, da dies zu einem Ungleichgewicht führen kann.
- 2) Lassen Sie den Patienten sein volles Gleichgewicht finden, bevor Sie in eine stehende Position kommen. Best Practice ist es, den Patienten immer in der Nähe zu halten.

TISCHHÖHE: Verwenden Sie die Fußsteuerung, um den Tisch anzuheben, abzusenken und zu neigen. Der Steuerkasten ist so programmiert, dass er verhindert, dass der Tisch vertikal kippt, wenn der Tisch horizontal angehoben wurde. Um den Tisch vertikal zu kippen, muss sich der Tisch in der niedrigsten horizontalen Position befinden, bevor die Kippfunktion aktiv ist. Wenn die Neigungstaste gedrückt wird und der Tisch nicht in die niedrigste horizontale Position abgesenkt ist, ertönt ein Piepton und der Tisch bewegt sich nicht.



Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich.

DROP-BETRIEB: Um den Tropfen zu spannen, heben Sie einfach den SPANNGRIFF an. Um die Fallspannung zu erhöhen, drehen Sie den SPANNUNGSEINSTELLKNOPF in Richtung der Rückseite des Tisches. Um die Fallspannung zu verringern, drehen Sie den SPANNUNGSEINSTELLKNOPF zum Kopfende des Tisches.

EINSTELLEN DES KNÖCHELABSCHNITTS: So stellen Sie den Knöchelbereich ein. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Sperre zu lösen und die Knöchelverlängerung herauszuziehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Knöchelabschnitt in der gewünschten Position festzuziehen. Der Knöchelstrecker muss sich in der eingefahrenen Position (am nächsten zum Tisch) befinden, bevor der Tisch von der Horizontalen in die Vertikale gekippt wird.



VORSICHT: Halten Sie die Hände des Patienten beim Absenken, Anheben und Neigen des Tisches immer auf dem Patientengriff, um mögliche Quetschstellen zu vermeiden.

Vorbeugende Wartung



WARNUNG: Trennen Sie den Tisch von der Stromquelle, bevor Sie mechanische Teile abwischen, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Lebensdauer dieses Tisches zu optimieren, überprüfen Sie Ihren Tisch und seine Komponenten mindestens monatlich:

- Überprüfen Sie den Tisch, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder lose Teile vorhanden sind. Lockere Hardware festziehen. Hardware, die sich nicht festziehen lässt, muss ersetzt werden.
- Untersuchen Sie den Tisch auf offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie gerissene Schweißnähte, lose Schrauben, ausgefranste oder beschädigte Kabel.
- Bewegliche Bauteile (elektrische und nicht elektrische) auf Funktion prüfen.
- Überprüfen Sie die Komponenten, um sicherzustellen, dass sie richtig einrasten.
- **HINWEIS:** Dieser Tisch benötigt keine Schmierung.
- **Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions. 800-743-7738.**

Polsterpflege & Reinigung



VORSICHT: Sorgfältig lesen, unsachgemäße Reinigung führt zum Erlöschen der Garantie.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

DESINFEKTION: Es gibt ein Desinfektionstuch auf dem Markt namens *Protex Ultra Desinfektionstücher*. Viele unserer Kunden nutzen diese.

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG: Eine Lösung aus 10 % mildem flüssigem Haushaltsspülmittel mit warmem Wasser, aufgetragen mit einem weichen, feuchten Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

FÜR FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen.

FÜR SCHWIERIGERE FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleiche (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen, um die Bleichmittelkonzentration zu entfernen.

WAS NICHT VERWENDEN IST: Die Verwendung der falschen Reinigungsmittel führt zum ERLÖSCHEN DER GARANTIE und zur Rissbildung, Austrocknung und Zerstörung Ihres Vinyls. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, scharfe Chemikalien oder Scheuermittel enthalten.

Service und Fehlerbehebung

Keine Energie	1. Überprüfen Sie die Stromversorgungsanschlüsse. 2. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und der Unterbrecher nicht ausgelöst wurde. 3. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Elevation: Tisch lässt sich nicht anheben oder absenken.	1. Überprüfen Sie, ob der Tisch in der Ausgangsstellung ist, indem Sie den Tisch in horizontaler und vertikaler Richtung auf Null absenken. 2. Überprüfen Sie, ob das Kabel, das vom Fußanlasser zum Steuerkasten verläuft, richtig angeschlossen ist. 3. Suchen Sie nach Schäden an den Bedienelementen. 4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. 5. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Knöchelbereich rutscht	1. Auf ordnungsgemäßen Betrieb prüfen. 2. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören.	<i>Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions</i>

Anleitung für beschädigte Ware:

Der Inhalt dieser Lieferung wurde von erfahrenem Personal geprüft und verpackt. Wenn Ihr Unternehmen den Versand arrangiert hat, sollten Schäden auf dem Frachtbrief vermerkt werden, bevor Sie die Sendung unterzeichnen, dann sollten während des Transports beschädigte Artikel sofort dem ausliefernden Spediteur gemeldet werden, und Sie müssen eine Reklamation einreichen. Wenn der Versand von Pivotal Health Solutions arrangiert wurde, vermerken Sie alle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie die Annahme des Produkts unterzeichnen, und benachrichtigen Sie Pivotal Health Solutions unverzüglich. Wenn Sie das Produkt nicht auf Transportschäden untersuchen, bevor Sie das Produkt unterschreiben, kann dies Ihre Garantie beeinträchtigen. Wir sind weder verantwortlich noch können wir die Rücksendung von Waren akzeptieren, die während des Transports durch Dritte veranlasst wurden.

Technische Information:

Pivotal Health Solutions stellt auf Anfrage Schaltpläne, Komponentenlisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder andere Informationen zur Verfügung, die dem Servicepersonal helfen.

Weiterverkauf oder Entsorgung:


Ein Chiropraktiktisch wird von der Food and Drug Administration als Medizinprodukt angesehen. Daher muss Pivotal Health Solutions, Inc. benachrichtigt werden, wenn der Tisch verkauft, zerstört oder anderweitig entsorgt wird. Bitte wenden Sie sich schriftlich unter Angabe Ihres Namens und der Seriennummer Ihres Tisches an:

Pivotal Health Solutions Attn: Qualität
3003 9th Ave. SW Watertown, SD 57201



Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen. Im Laufe der Jahre wurden Tonnen von Elektronikgeräten mit gefährlichen Materialien mit dem normalen Müll entsorgt. Mit der Zeit sickern diese Materialien aus der Elektronik und schaden der Umwelt. Es ist wichtig, ausgemusterte Geräte fachgerecht zu entsorgen, um Schäden an unserer Umwelt zu vermeiden.

Ersatzteile



Teilname	Artikelnummer
Kopfkissen	95038-xxx*
Thoraxkissen	58450-xxx*
Beckenkissen	95032-xxx*
Knöchelkissen	58449-xxx*
Mechlock mit zervikaler Neigung	65471
Cervical-Hebe-Gasfeder	95062
Thorakaler manueller Tropfen	ES58353
Lumbaler manueller Tropfen	ES58354
Manuelles Absenken des Beckens	ES58355
Breakaway Gasfeder	58394
Breakaway-Mechlock	58371
Hebelsteuerung für Ausreißer	95264
Doppelte Kontrolle über die Brust	58373
Anheben des Beckenabschnitts	ES95015
Säule anheben	95785
Neigungsmotor	H0012
Kontrollkasten	H0015
Knopf für Knöchelverlängerung	88282
Doppelter Fußschalter	95783

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Wenden Sie sich an Pivotal Health, um den entsprechenden Farbcode für Ihre Tabelle zu erhalten

Garantie

Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter: <https://www.pivotalhealthsolutions.com/customer-service/warranty.aspx>

Hinweis: Die aufgeführten Garantiezeiträume gelten nur für Produkte, die im Neuzustand gekauft wurden. Alle Tische, die als Fabrikfehler oder in gebrauchtem Zustand verkauft werden, werden „wie besehen“ verkauft und sind auf eine (1) Jahr Garantie nur auf den Rahmen, beginnend mit dem Lieferdatum, beschränkt.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Herstellerinformationen

Rev E 8/10/2026



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Coueron
France



Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland