

Si applica ai seguenti modelli:

MD

PT9060

REF

PT9069



Importante! Questo manuale utente contiene informazioni importanti per l'utente del prodotto. Tutti coloro che utilizzano questo prodotto dovrebbero esaminarne e comprenderne completamente il contenuto. Ricordarsi di conservare questo manuale in un luogo dove sia sempre a disposizione di chi utilizza il prodotto.

Sommario

introduzione.....	2
Precauzioni e definizioni di sicurezza.....	3
Installazione e disimballaggio	5
Specifiche tecniche	6
Operazione.....	7
Manutenzione preventiva.....	11
Pulizia e cura della tappezzeria	12
Assistenza e parti di ricambio	12
Garanzia	15
Informazioni sul produttore.....	15

introduzione

Dal design ergonomico, il lettino LAST Leg & Shoulder Therapy con base Hi-Lo Elevating è il primo lettino da trattamento/esercizio che supporta l'allenamento bilaterale e il posizionamento anatomico specifico per ottenere i risultati desiderati sia per gli atleti professionisti che per i guerrieri del fine settimana. La base elevabile assicura che anche gli atleti con mobilità ridotta abbiano un facile accesso in qualsiasi ambiente.

Questo lettino è stato co-progettato da un preparatore atletico che, attraverso anni di esperienza di lavoro con atleti professionisti, si è reso conto che gli atleti venivano trattati e allenati in una posizione anatomica non ottimale. Laddove i lettini di trattamento standard tendono a limitare la gamma di movimento, il design unico del lettino LAST consente al posizionamento del paziente e alla gamma di movimento di eseguire un'ampia gamma di attività utilizzando un'unica piattaforma stabile.

Per massimizzare i tuoi sforzi come fisioterapisti, preparatori atletici e clinici, il lettino LAST è un must per la tua pratica riabilitativa o le sale di allenamento.

Uso previsto: Il lettino per la terapia della gamba e della spalla ha lo scopo di supportare i pazienti durante il trattamento.

Precauzioni e definizioni di sicurezza

Avvertenze e precauzioni attraverso questo manuale sono indicati da simboli specifici. I simboli applicabili sono mostrati di seguito insieme a una descrizione del simbolo. Esaminare questi simboli e tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il tavolo.

	ATTENZIONE: Il testo con un indicatore "ATTENZIONE" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza che potrebbero potenzialmente causare lesioni.
	AVVERTIMENTO: Il testo con l'indicatore "AVVISO" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza che potrebbero causare gravi lesioni e danni alle apparecchiature.
	Punto di presa: Indica lo spazio tra le parti mobili e fisse regolabili manualmente in cui le parti del corpo possono rimanere impigliate, causando lesioni lievi.
	Avvertimento: Alta tensione
	Pericolo di schiacciamento: Indica lo spazio tra le parti mobili e fisse che rappresentano un potenziale pericolo di schiacciamento.
 	Istruzioni per l'uso: Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.
	PERICOLO DI ESPLOSIONE Il testo con l'indicatore "RISCHIO DI ESPLOSIONE" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza se questa attrezzatura viene utilizzata in presenza di anestetici infiammabili.
	Contiene materiale elettronico. Riciclare e smaltire il dispositivo in modo appropriato in conformità con le leggi locali, statali e federali.
	Indica il produttore del dispositivo.
	Indica che il prodotto è un dispositivo medico.

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: I componenti alimentati utilizzati per sollevare e abbassare questo tavolo presentano un potenziale pericolo di schiacciamento. TENERE I BAMBINI LONTANI DALLA ZONA DI CURA. Consentire solo al paziente e al personale autorizzato nell'area di trattamento.



AVVERTIMENTO: Non lasciare mai il paziente sul tavolo incustodito.

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio Pivotal Health Solutions al numero 1-800-743-7738



AVVERTIMENTO: In nessun caso il tavolo deve essere modificato rispetto al suo design originale. Contatta Pivotal Health Solutions se hai bisogno di aiuto con il servizio.



CONNESSIONE ELETTRICA: Per la vostra sicurezza personale, questo tavolo deve essere collegato a terra. Questo tavolo è dotato di un cavo di alimentazione con una spina di messa a terra a tre (3) poli. Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, deve essere collegato a una presa a muro di tipo a tre (3) poli con messa a terra, collegata a terra in conformità con il National Electrical Code e la codificazione e le ordinanze locali. Se una presa a muro di accoppiamento non è disponibile, è responsabilità e obbligo del cliente far installare da un elettricista qualificato una presa a muro a tre (3) poli correttamente collegata a terra. I requisiti di alimentazione della tabella sono riportati nella sezione Dati tecnici.



PERICOLO: Possibile pericolo di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.

- Prima di utilizzare questa apparecchiatura assicurarsi di aver letto e compreso l'intero manuale.
- È responsabilità di un medico o di un operatore sanitario abilitato all'esercizio della professione verificare che lo stato di salute e le condizioni fisiche del paziente siano compatibili con il trattamento chiropratico previsto mentre il paziente è sul lettino; tale trattamento deve essere eseguito sotto la supervisione di un professionista sanitario abilitato.
- Non superare mai il peso massimo supportato del tavolo.
- Collegare il tavolo solo a una presa dotata di messa a terra e collegata a un circuito con un interruttore automatico con fusibile in conformità con il National Electrical Code e codici e ordinanze locali.
- Utilizzare solo su superfici asciutte. Assicurarsi che i piedi del tavolo non scivolino.
- Assicurati che le rotelle siano bloccate.
- Questa tabella NON è per il trasporto del paziente.
- TENERE TUTTI I BAMBINI LONTANI DALL'AREA DI CURA.
- NON destinato all'uso con accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Non utilizzare il tavolo in un ambiente in cui sono presenti altri dispositivi che irradiano intenzionalmente energia elettromagnetica in modo non schermato.
- Spiegare sempre al paziente come salire e scendere correttamente dal tavolo. Assicurati di aiutare il paziente a prevenire le cadute.
- Tenere sempre le mani del paziente posizionate sul lato superiore dei cuscini.
- Tenere mani e piedi lontani da parti in movimento e punti di schiacciamento.
- Assicurarsi che i comandi siano bloccati correttamente prima di posizionare o rilasciare il paziente.
- Non lasciare mai il paziente incustodito sul tavolo.
- Seguire le istruzioni di manutenzione preventiva fornite in questo manuale.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano stati ispezionati per rilevare eventuali danni e siano perfettamente funzionanti.
- Ispezionare cavi e connettori prima di ogni utilizzo.
- Se hai bisogno di assistenza, contatta Pivotal Health Solutions al numero 1-800-743-7738.

Installazione e disimballaggio

PER SOLLEVARE E SPOSTARE IL TAVOLO SONO NECESSARI MINIMO DUE PERSONE. SOLLEVATE IL TAVOLO DALLA STRUTTURA DI BASE!



AVVERTIMENTO: Non installare/utilizzare questa apparecchiatura adiacente o impilata con altre apparecchiature in quanto potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificarne il normale funzionamento.

Dopo aver rimosso i pannelli superiore e laterale della cassa di spedizione, potresti notare bande metalliche e fascette in plastica. Questi sono usati per fissare varie sezioni del tavolo e devono essere rimossi. Una volta rimosse tutte le fascette e le fascette, il tavolo deve essere sollevato direttamente verso l'alto per liberare tutti i vincoli di spedizione.

Una volta che il tavolo è fuori dalla cassa di spedizione, posizionare il tavolo in una posizione piana e ispezionare i cuscini del tavolo, il telaio, i cavi, ecc. per danni. Se non si notano danni, collegare il tavolo e testare l'elevazione, i dislivelli e qualsiasi altra opzione presente sul tavolo. Contatta Pivotal Health Solutions o il tuo rivenditore per qualsiasi domanda o dubbio.

Istruzioni per merce danneggiata: Il contenuto di questa spedizione è stato controllato e imballato da personale esperto. Se la tua azienda ha organizzato la spedizione, il danno deve essere annotato sulla polizza di carico prima di firmare per accettare la spedizione, quindi gli articoli danneggiati durante il trasporto devono essere segnalati immediatamente al corriere e devi presentare un reclamo da parte tua. Se il trasporto è stato organizzato da Pivotal Health Solutions, annotare eventuali danni sulla polizza di carico prima di firmare l'accettazione del prodotto e avvisare immediatamente Pivotal Health Solutions. La mancata ispezione per danni di spedizione prima di firmare per il prodotto può influire sulla garanzia. Non possiamo essere né responsabili né possiamo accettare la restituzione di merce danneggiata durante il trasporto durante la spedizione organizzata da soggetti esterni.



AVVERTIMENTO: Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte della tabella LAST, compresi i cavi associati alla tabella LAST. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Specifiche tecniche

Numero di modello base	PT9060	PT9069
Tensione nominale	120V	240V
Frequenza nominale	60 Hz	50 Hz
Corrente nominale	10A	
Tipo di fusibile	Nessun fusibile riparabile dall'utente	
Capacità di sollevamento	650 libbre.	
Dimensioni	84" LX 30" WX 19-37" H	
Peso del tavolo	270 libbre.	
Elevazione della gamma posteriore	Da 0 a 70°	
Gamma di gambe elevabili	Da 0 a 90°	
Gamma di gambe a caduta	Da 0 a 90°	
Altezza della gamba	17"	
Ciclo di lavoro	2 minuti acceso, 18 minuti spento	
Tipo elettrico	 Type B	
Classificazione IP	Pedale = IPX1; altri componenti = vedi componente	
Cavo di alimentazione (120 V)	TI Motion Control Box e combinazione di cavi P/N TC1-5027-002	
Cavo di alimentazione (240 V)	Configurazioni internazionali – varia in base al Paese – contattare Pivotal	



AVVERTIMENTO: Tenere il tavolo lontano da aree ad alta umidità. Solo per uso interno.

Condizioni operative: Questo tavolo deve essere utilizzato, tra 40 ° F (4,4 ° C) e 100 ° F (37,8 ° C), con un'umidità relativa compresa tra 30% e 80%.

Condizioni di trasporto e conservazione: Questo tavolo deve essere trasportato e conservato a temperature comprese tra -40°C (-40°F) e 70°C (158°F) con umidità relativa 10%-100%.

Vita prevista: Questo prodotto ha una durata prevista di circa 10 anni se maneggiato, sottoposto a manutenzione e ispezionato correttamente in conformità con queste istruzioni.

Design e qualità: Pivotal Health Solutions è certificata secondo ISO 13485, lo standard per l'industria dei dispositivi medici.

Modifiche al prodotto: Pivotal Health Solutions, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante Pivotal Health Solutions per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

Operazione



AVVERTIMENTO: L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati o forniti da Pivotal Health Solutions potrebbe causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica e causare un funzionamento improprio.



AVVERTIMENTO: Il lettino non è progettato per il trasporto del paziente. Le rotelle devono essere bloccate ogni volta che un paziente è sul tavolo. Se il tavolo vuoto deve essere spostato, abbassare il tavolo nella posizione più bassa, quindi sbloccare le rotelle e spostare il tavolo. Blocca le rotelle una volta che il tavolo ha raggiunto la posizione desiderata.

Nota per l'utente: Se si verifica un incidente grave, segnalare l'incidente alle soluzioni Pivotal Health. (Vedere la sezione con le informazioni di contatto del produttore per i dettagli di contatto). Se l'incidente si verifica nell'UE, segnalare qualsiasi incidente grave anche all'Autorità Competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.





PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: I componenti alimentati utilizzati per sollevare e abbassare questo tavolo presentano un potenziale pericolo di schiacciamento. **TENERE I BAMBINI LONTANI DALLA ZONA DI CURA.** Consentire solo al paziente e al personale autorizzato nell'area di trattamento.



PUNTO DI PRESA: Tenere sempre le mani del paziente posizionate sul lato superiore dei cuscini durante l'abbassamento, il sollevamento e l'inclinazione del lettino per evitare potenziali punti di schiacciamento.

Assistenza al paziente sul tavolo:

- 1) Assicurarsi che il tavolo sia nella posizione più bassa e in configurazione piatta prima di iniziare.
- 2) Il medico o il personale addestrato dovrebbero sempre assistere il paziente sul lettino. Non permettere al paziente di salire sul lettino da solo.
 - a. Il paziente dovrebbe sedersi sul cuscino centrale e poi sollevare i piedi sul tavolo.
 - b. Il paziente non dovrebbe sedersi agli angoli del tavolo né all'estremità della testa né a quella del piede.
 - c. Sedersi sulla sezione testa o piedi potrebbe danneggiare il tavolo.
- 3) Il paziente deve controllare gli indumenti per chiavi, portafoglio, cintura o qualsiasi altro oggetto che possa causare disagio durante il trattamento o danneggiare la tappezzeria.
- 4) Non lasciare mai il paziente incustodito mentre è sul tavolo.

**NON SEDERSI, MAGRA O ALTRO
TESTINA INCLINABILE SOVRAPPESO
O SEZIONI DEL BRACCIO.**

Operazione da tavolo:

- 1) Per iniziare il trattamento, assicurarsi che il tavolo sia nella posizione più bassa e in configurazione piatta prima di iniziare.
- 2) Posizionare il paziente sul lettino come indicato sopra. Un paziente è in genere in posizione prona.
- 3) Se il lettino è in posizione abbassata, sollevarlo all'altezza desiderata per il trattamento una volta che il paziente è in posizione.
 - a. Premere alza sul pedale per sollevare il tavolo. Oppure, se il tavolo è dotato di una barra per i piedi, premere verso il basso la barra per i piedi per alzare il tavolo.
- 4) Eseguire il trattamento desiderato. Le sezioni delle gambe e della coda possono essere regolate come descritto di seguito.
- 5) Dopo il trattamento, riportare il lettino a una configurazione piana e diritta. Lesioni al paziente o danni al lettino possono comportare che le sezioni delle gambe siano in posizione abbassata mentre il lettino è abbassato.
- 6) Abbassare il lettino nella posizione più bassa premendo il pedale oppure, se il lettino è dotato di una barra per i piedi, tenere la barra per i piedi in alto per abbassare il tavolo.

Assistenza al paziente fuori dal tavolo:

- 1) Avvertire il paziente a non alzarsi dal lettino da solo in modo da evitare qualsiasi sforzo che potrebbe invalidare il trattamento e per assicurarsi che il paziente non sia stordito da sdraiarsi che può causare squilibrio.
- 2) Consentire al paziente di ottenere il pieno equilibrio prima di raggiungere una posizione eretta. La migliore pratica è quella di tenere sempre d'occhio il paziente.

Sezione di coda:


- La sezione di coda del tavolo viene regolata manualmente. Per regolare la sezione della coda nella posizione desiderata, tirare verso l'alto la leva di rilascio con una mano mentre si sposta la sezione della coda verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata. La sezione della coda si bloccherà automaticamente nella posizione desiderata quando si rilascia la maniglia. Le leve di rilascio si trovano su entrambi i lati del tavolo.

Sezione gambe:

- La sezione delle gambe DEVE ESSERE IN POSIZIONE ORIZZONTALE prima di abbassare il tavolo o potrebbero verificarsi danni al tavolo.
- Per far cadere una delle gambe a scomparsa, assicurati innanzitutto che il tavolo sia nella posizione più alta. Quindi sollevare leggermente il pannello inferiore della sezione gambe e spingere le guide di supporto verso l'interno in modo che aderiscano al tavolo. La sezione della gamba può quindi essere "lasciata cadere" fuori mano. Per riportare la sezione delle gambe in piano, sollevare la sezione sopra l'altezza delle guide di supporto, aprire completamente le guide di supporto e appoggiare la sezione delle gambe sulle guide di supporto.



- La sezione delle gambe del tavolo può anche essere regolata manualmente verso l'alto. Per sollevare la sezione gambe, sollevare al centro del cuscino gambe nella posizione desiderata. Le gambe si bloccheranno automaticamente. Per abbassare, sollevare il cursore a cricchetto completamente in alto e dovrebbe quindi scivolare di nuovo completamente verso il basso. Per appiattire, tenere semplicemente la parte inferiore del cuscino per le gambe, ruotare la maniglia in senso orario e abbassarla in piano.



Sollevare il cursore del cricchetto fino in fondo e quindi il meccanismo può essere abbassato



Con il cursore a cricchetto in posizione abbassata, tenere la tavola mentre si gira la maniglia in senso

Elevazione:

- Utilizzare il pedale di regolazione dell'altezza del tavolo per alzare e abbassare l'altezza del tavolo.

Barra del piede: (Opzionale)

- Passo sulla barra dei piedi per alzare il tavolo. Rilasciare nella posizione desiderata. Sollevare la barra del piede con la punta della scarpa per abbassare il tavolo.

Manutenzione preventiva



AVVERTIMENTO: Scollegare il tavolo dalla fonte di alimentazione prima di pulire le parti meccaniche per evitare lesioni personali.

ISPEZIONE:

Almeno mensilmente il tavolo deve essere accuratamente ispezionato per usura, componenti e componenti allentati e altri danni.

- Ispezionare il tavolo per assicurarsi che non vi siano danni esterni o hardware allentato. Serrare l'hardware allentato. L'hardware che non si stringe deve essere sostituito.
- Ispezionare il tavolo per segni evidenti di danni o usura come saldature incrinare, bulloni allentati, cavi sfilacciati o danneggiati. Non utilizzare un tavolo con parti danneggiate.
- Controllare i componenti mobili (elettrici e non elettrici) per verificarne la funzionalità.
- Controllare i componenti per assicurarsi che si blocchino e funzionino correttamente.
- **Contatta Pivotal Health Solutions per domande o dubbi.**

LUBRIFICAZIONE:

Si consiglia di lubrificare i cuscinetti di trasmissione della tavola ogni sei (6) mesi utilizzando un olio leggero per macchine come l'olio 3 in 1. Non lubrificare eccessivamente in quanto non ha alcun valore e raccoglierà polvere e sporco. Pulisci il meccanismo del tavolo rimanente con uno straccio pulito.

Pulizia e cura della tappezzeria



ATTENZIONE: Leggere attentamente, una pulizia impropria invaliderà la garanzia. Non utilizzare mai detergenti a base di alcol.

DISINFEZIONE: C'è una salvietta disinfettante sul mercato chiamata *Salviettine Ultra Disinfettanti Protex*. Molti dei nostri clienti li usano.

PER LE PULIZIE GIORNALIERE: Una soluzione al 10% di detersivo per piatti liquido per uso domestico delicato con acqua tiepida, applicata con un panno morbido inumidito. Sciacquare con acqua pulita e asciugare.

PER LE MACCHIE: Inumidire un panno bianco morbido in una soluzione uno a uno (1:1) di Fantastik® e acqua OPPURE Formula 409® e acqua. Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua.

PER MACCHIE PIU' DIFFICILI: Inumidire un panno bianco morbido con una soluzione di candeggina per uso domestico (10% candeggina / 90% acqua). Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua per rimuovere la concentrazione di candeggina.

COSA NON USARE: Usando i detergenti sbagliati ANNULLA LA TUA GARANZIA e spezzerai, asciugherai e distruggerai il tuo vinile. Non utilizzare detergenti che contengano alcol, prodotti chimici aggressivi o abrasivi.

Assistenza e parti di ricambio

Fare riferimento alla sezione Garanzia in questo manuale per informazioni specifiche sulla garanzia.

Quando si sostituiscono parti usurate, utilizzare parti originali Pivotal Health Solutions, Inc. contattando il nostro servizio di assistenza. Quando si ordinano parti di ricambio:

- Richiedere il servizio di assistenza, 800-743-7738
- Tenere a portata di mano il numero del modello e il numero di serie
- Specificare le parti in base ai numeri/descrizione di seguito

Istruzioni per merce danneggiata: Il contenuto di questa spedizione è stato controllato e imballato da personale esperto. Se la tua azienda ha organizzato la spedizione, il danno deve essere annotato sulla polizza di carico prima di firmare per accettare la spedizione, quindi gli articoli danneggiati durante il trasporto devono essere segnalati immediatamente al corriere e devi presentare un reclamo da parte tua. Se il trasporto è stato organizzato da Pivotal Health Solutions, annotare eventuali danni sulla polizza di carico prima di firmare l'accettazione del prodotto e avvisare immediatamente Pivotal Health Solutions. La mancata ispezione per danni di spedizione prima di firmare per il prodotto può influire sulla garanzia. Non possiamo essere né responsabili né possiamo accettare la restituzione di merce danneggiata durante il trasporto durante la spedizione organizzata da soggetti esterni.

Risoluzione dei problemi:

Senza energia	1. Verificare i collegamenti di alimentazione. 2. Verificare che la presa funzioni e che l'interruttore non sia scattato. 3. <i>Se il problema persiste, contattare Pivotal Health Solutions.</i>
Elevazione: Il tavolo non si alzerà o non si abbasserà.	1. Verificare che il tavolo sia a casa abbassando tutte le sezioni del tavolo in piano in direzione orizzontale. 2. Verificare se il cavo che va dal comando a pedale alla scatola di controllo è collegato correttamente. 3. Cerca danni ai controlli. 4. Assicurati che la presa funzioni correttamente. 5. <i>Se il problema persiste, contattare Pivotal Health Solutions.</i>
Se senti un rumore insolito.	<i>Contatta le soluzioni sanitarie fondamentali</i>

Rivendita o smaltimento:

Un tavolo chiropratico è considerato un dispositivo medico dalla Food and Drug Administration. Pertanto, è necessario che Pivotal Health Solutions, Inc. venga informato se il tavolo viene venduto, distrutto o altrimenti smaltito. Si prega di avvisare per iscritto fornendo il proprio nome e il numero di serie del proprio tavolo a:

Pivotal Health Solutions
Attention: Quality
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201 USA



Riciclare e smaltire il dispositivo in modo appropriato in conformità con le leggi locali, statali e federali. Nel corso degli anni, tonnellate di apparecchiature elettroniche con materiali pericolosi sono state gettate insieme ai rifiuti standard. Nel tempo, questi materiali fuoriescono dall'elettronica causando danni all'ambiente. È importante cercare di smaltire correttamente i dispositivi ritirati al fine di prevenire danni al nostro ambiente.

Informazioni sulla parte di ricambio



NOTA: Questi tavoli possono avere diverse configurazioni di cuscini. Si prega di contattare Pivotal Health Solutions per i dettagli del cuscino sostitutivo.

<u>Nome della parte</u>	<u>Numero di parte</u>
Cuscino per il naso con foro per il naso	S2061-xxx
Cuscino per il naso senza foro per il naso	S2053-xxx
Pedale di comando a pedale singolo	S1075
Pedale di comando a doppio pedale	S1077
Doppio controllo della barra del piede	S1158
Finecorsa esterno	S1187
Ruota sterzante	LDS1009
Leva Fissa Maniglia Nera	S1123

*xxx è un segnaposto per il codice colore. Contatta Pivotal Health per il codice colore appropriato per la tua tavola.

Garanzia

<https://www.phsmedicalsolutions.com/customer-service/service-and-warranty>

Nota per l'utente: Se si verifica un incidente grave, segnalare l'incidente alle soluzioni Pivotal Health. (Vedere la sezione con le informazioni di contatto del produttore per i dettagli di contatto). Se l'incidente si verifica nell'UE, segnalare qualsiasi incidente grave anche all'Autorità Competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Informazioni sul produttore

Rev O 08/10/2026



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Coueron
France



Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland



Tabella