

Gilt für die folgenden Konfigurationen:

MD	TXT-1002	TXT-1004
REF	TXT-1003	TXT-1006



Wichtig! Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den Benutzer des Produkts. Jeder, der dieses Produkt verwendet, sollte seinen Inhalt lesen und vollständig verstehen. Denken Sie daran, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem es für Benutzer des Produkts jederzeit verfügbar ist.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung:	2
Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen:	3
Symbole:	4
Installation und Auspacken:	5
Tischaufbau:	6
Technische Spezifikationen:	7
Betrieb:	9
Vorbeugende Wartung:	12
Polsterreinigung und -pflege:	12
Service:	13
Fehlerbehebung:	13
Ersatzteile:	14
Garantie:	15
Herstellerinformationen:	15

Einführung:

Die Thera-P-Traktionstische bestehen aus mehreren Tischplattenoptionen und nutzen elektrische Energie zur manuellen Einstellung, was eine einfache Bedienung und Kontrolle der Tischpositionierung ermöglicht. Für den Praktiker bietet der Thera-P-Traktionstisch eine vollständige Höhenverstellung von 20 bis 37 Zoll und Abschnittsbeweglichkeit, sodass der Patient für maximale Ergebnisse mit minimalem Aufwand in die richtige Position gebracht werden kann. Für den Patienten Komfort und einfacher Zugang zum und vom Tisch. Jeder Abschnitt ist verstellbar und bietet zahlreiche mögliche Positionierungsmöglichkeiten für den Patienten.

Verwendungszweck: Der Traction-Tisch ist für den Einsatz in einer klinischen Umgebung vorgesehen, um Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

Sicherheitsvorkehrungen und Definitionen:



WARNUNG: Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch..



QUETSCHGEFAHR: Angetriebene Komponenten, die zum Heben und Senken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich..



ELEKTRISCHE VERBINDUNG: Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieser Tisch geerdet sein. Dieser Tisch ist mit einem Netzkabel mit einem dreipoligen Erdungsstecker ausgestattet. Um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren, muss das Gerät an eine passende Wandsteckdose mit drei (3) Schutzkontakten angeschlossen werden, die gemäß dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist. Wenn keine passende Wandsteckdose verfügbar ist, liegt es in der Verantwortung und Pflicht des Kunden, von einem qualifizierten Elektriker eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose mit drei (3) Stiften installieren zu lassen. Die Leistungsanforderungen der Tabelle finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“.

Befolgen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.
- Eine staatlich zugelassene Ärztin oder ein staatlich zugelassener Arzt beziehungsweise eine entsprechend autorisierte klinische Fachkraft muss sicherstellen, dass der Gesundheitszustand und die physische Verfassung des Patienten für die chiropraktische Behandlung auf dem Behandlungstisch geeignet sind. Die Behandlung muss unter der Anleitung einer zugelassenen klinischen Fachkraft durchgeführt werden.
- Überschreiten Sie niemals das maximal unterstützte Gewicht des Tisches.
- Schließen Sie den Tisch nur an eine Steckdose an, die geerdet und an einen Stromkreis mit einem abgesicherten Schutzschalter angeschlossen ist. In Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen.
- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden, um sicherzustellen, dass die Tischfüße oder Rollen nicht verrutschen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Rollen arretiert sind.
- Dieser Tisch ist NICHT für den Patiententransport geeignet.
- NICHT für die Verwendung mit anderem als dem in diesem Handbuch angegebenen Zubehör bestimmt.
- Betreiben Sie den Tisch nicht in einer Umgebung, in der sich andere Geräte befinden, die absichtlich ungeschirmt elektromagnetische Energie ausstrahlen.
- Erklären Sie dem Patienten immer, wie er richtig auf den Tisch auf- und absteigt. Helfen Sie dem Patienten unbedingt, Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände des Patienten immer auf der Oberseite der Kissen.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und Quetschstellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente richtig eingerastet sind, bevor Sie den Patienten positionieren oder loslassen.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur vorbeugenden Wartung in diesem Handbuch.

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf Schäden überprüft wurden und voll funktionsfähig sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse vor jedem Gebrauch.
- Wenn Sie Serviceunterstützung benötigen, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions unter 1-800-743-7738.

Symbole:

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sind durch spezifische Symbole gekennzeichnet. Die anwendbaren Symbole werden unten zusammen mit einer Beschreibung des Symbols angezeigt. Lesen Sie diese Symbole und alle Sicherheitsvorkehrungen durch, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen.

	VORSICHT: Text mit dem Hinweis „VORSICHT“ erläutert mögliche Sicherheitsverstöße, die zu Verletzungen führen können.
	WARNUNG: Text mit dem Hinweis „WARNUNG“ erläutert mögliche Sicherheitsverstöße, die möglicherweise zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen können.
	Quetschpunkt: Zeigt den Raum zwischen manuell verstellbaren beweglichen und stationären Teilen an, in dem Körperteile eingeklemmt werden und zu leichten Verletzungen führen können.
	Warnung: Hochspannung
	Quetschgefahr: Zeigt den Raum zwischen angetriebenen beweglichen und stationären Teilen an, der eine potenzielle Quetschgefahr darstellt.
	Gebrauchsanweisung: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen muss.
	EXPLOSIONSGEFAHR Text mit dem Hinweis „EXPLOSIONSGEFAHR“ erläutert mögliche Sicherheitsverstöße, wenn dieses Gerät in der Nähe von brennbaren Anästhetika verwendet wird.
	Enthält elektronische Materialien. Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen.
	Gibt den Gerätehersteller an.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein medizinisches Gerät handelt.



WARNUNG: Unter keinen Umständen darf das ursprüngliche Design des Tisches verändert werden. Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions, wenn Sie Hilfe beim Service benötigen.



ACHTUNG: Mögliche Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika.

Installation und Auspacken:

Zum Anheben und Bewegen des Tisches sind mindestens zwei Personen erforderlich. HEBEN SIE DEN TISCH AM UNTERGESTELL AN!



WARNUNG: Installieren/verwenden Sie dieses Gerät nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Nachdem Sie die Ober- und Seitenwände der Versandkiste entfernt haben, werden Ihnen möglicherweise Metallbänder und Kabelbinder aus Kunststoff auffallen. Diese dienen zur Sicherung verschiedener Teile des Tisches und müssen entfernt werden. Nachdem alle Bänder und Kabelbinder entfernt wurden, muss der Tisch direkt nach oben gehoben werden, um alle Transporthindernisse zu beseitigen.

Sobald der Tisch aus der Versandkiste genommen wurde, stellen Sie ihn an einen ebenen Ort und überprüfen Sie die Tischpolster, den Rahmen, die Kabel usw. auf Beschädigungen. Wenn keine Schäden festgestellt werden, schließen Sie den Tisch an und testen Sie die Höhe, die Absenkung und alle anderen Optionen, die sich auf Ihrem Tisch befinden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions oder Ihren Händler.

Hinweise für beschädigte Ware: Der Inhalt dieser Lieferung wurde von erfahrenem Personal überprüft und verpackt. Wenn Ihr Unternehmen den Versand organisiert hat, sollten Schäden auf dem Frachtbrief vermerkt werden, bevor Sie die Annahme der Sendung unterzeichnen. Anschließend sollten beim Transport beschädigte Artikel sofort dem anliefernden Spediteur gemeldet werden und Sie müssen einen Anspruch geltend machen. Wenn der Transport von Pivotal Health Solutions organisiert wurde, vermerken Sie etwaige Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie die Annahme des Produkts unterzeichnen, und benachrichtigen Sie Pivotal Health Solutions unverzüglich. Wenn Sie das Produkt vor der Unterzeichnung nicht auf Transportschäden untersuchen, kann dies Auswirkungen auf Ihre Garantie haben. Für Waren, die während des von Dritten arrangierten Transports beschädigt wurden, können wir keine Haftung übernehmen und auch keine Rücksendung annehmen.





WARNUNG: Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an Teilen des Thera-P-Traktionstisches, einschließlich der mit dem Thera-P-Traktionstisch verbundenen Kabel, verwendet werden. Andernfalls könnte es zu einer Verschlechterung der Leistung dieses Geräts kommen.

Tischaufbau:

Montage der Schwinge und der Zugmaschinenhalterung:

(Für die Befestigung des Schwenkarms am Tisch sind mindestens zwei Personen erforderlich.)

1. Packen Sie Tisch, Schwenkarm und Montageplatte der Zugmaschine aus.
2. Setzen Sie die Schwinge auf die Rahmenhalterung und führen Sie die Ansatzschraube in das Loch in der Mitte der Rahmenhalterung ein.
3. Zum Befestigen der Mutter an der Unterseite der Ansatzschraube werden ein 1/4-Zoll-Inbusschlüssel und ein 9/16-Maulschlüssel benötigt.
4. Heben Sie den Schwenkarmstift an, um die Position des Schwenkarms zu sichern.
5. Platzieren Sie die Zugmaschinenhalterung oben auf der Schwinge, indem Sie die Montageplatte in die Schwinge schieben.
6. Ziehen Sie den Stift oben an der Schwinge, um die Montageplatte in ihrer Position zu fixieren.



Montage der Zugmaschine an der Schwingarm-Traktionshalterung:

1. Platzieren Sie die Zugmaschine auf der Antriebsmontageplatte.
2. Richten Sie die Löcher in der Montageplatte mit den Löchern in der Zugmaschine aus.
3. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Zugmaschine bündig mit der Montageplatte abschließt.
4. Machen Sie die Knopfschrauben ausfindig, die sich im Hardware-Paket der Zugmaschine befinden, und befestigen Sie die Zugmaschine mit den beiliegenden (4) Knopfschrauben. Bringen Sie alle 4 Knopfschrauben an und ziehen Sie sie dann fest an.
5. Informationen zum Betrieb einer Zugmaschine finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers (separat erhältlich).



Technische Spezifikationen:

Basismodellnummer	TXT
Modellname	Thera-P-Traktionstisch
Kissenkonfigurationen verfügbar	TXT-1002 TXT-1003 TXT-1004 TXT-1006
Maße	27 Zoll B x 77 Zoll L
Höhe	20-37" H
Kopfwinkel	+30° bis -90°
Zurückheben	0° bis 70°
Horizontaler Bereich der Armlehne	0° bis 45°
Vertikaler Bereich der Armlehne	0 bis 7 Zoll
Schaum	2-Zoll-Schaumstoffkissen mit hoher Dichte
Nennspannung	120-240V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	10 A

Sicherungstyp	Keine vom Benutzer zu wartende Sicherung
Tragfähigkeit	500 Pfund.
Auslastungsgrad	2 Minuten an, 18 Minuten aus
Elektrische Klassifizierung	Klasse 1
Elektrischer Typ	 Type B
IP-Bewertung	Siehe Komponenten
Netzkabel (120 V)	96 Zoll (243 cm) Kabellänge, 10 A, ungeschirmt



WARNUNG: Halten Sie den Tisch von Bereichen mit hoher Feuchtigkeit fern. Nur für den Innengebrauch.

Betriebsbedingungen: Dieser Tisch sollte bei einer Temperatur zwischen 40 °F (4,4 °C) und 100 °F (37,8 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % betrieben werden.

Transport- und Lagerbedingungen: Dieser Tisch sollte bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 70 °C (158 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 100 % transportiert und gelagert werden.

Erwartete Lebensdauer: Bei korrekter Handhabung, Wartung und Inspektion gemäß diesen Anweisungen hat dieses Produkt eine voraussichtliche Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren.

Design und Qualität: Pivotal Health Solutions ist nach ISO 13485, dem Standard für die Medizingeräteindustrie, zertifiziert.

Produktänderungen: Pivotal Health Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Kontaktieren Sie Ihren Pivotal Health Solutions-Vertreter für Ratschläge und Informationen zu Produkt-Upgrades.

Betrieb:



WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör und Kabeln, die nicht von Pivotal Health Solutions spezifiziert oder bereitgestellt werden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immunität führen und zu unsachgemäßem Betrieb führen.



WARNUNG: Nicht für den Patiententransport.



QUETSCHGEFAHR: Angetriebene Komponenten, die zum Heben und Senken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. Halten Sie Kinder vom Behandlungsbereich fern. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal in den Behandlungsbereich.



Quetschpunkt: Halten Sie die Hände des Patienten beim Absenken, Anheben und Kippen des Tisches immer auf der Oberseite der Kissen, um mögliche Quetschstellen zu vermeiden.



WARNUNG: Um ein versehentliches Lösen zu verhindern, muss die Zugeinheit sicher an der Montagefläche des Zugtisches befestigt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung der Installation vor der Verwendung in der Patiententherapie zu überprüfen.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

Dem Patienten auf den Tisch helfen:

- 1) Stellen Sie vor dem Start sicher, dass sich der Tisch in der niedrigsten Position und in einer flachen Konfiguration befindet.
- 2) Der Behandler oder geschultes Personal sollte den Patienten immer auf dem Tisch unterstützen. Erlauben Sie dem Patienten nicht, alleine auf den Tisch zu steigen.
 - a. Der Patient sollte auf dem mittleren Kissen sitzen und dann die Füße auf den Tisch stellen.
 - b. Der Patient sollte nicht auf den Ecken des Tisches oder am Kopf- oder Fußende sitzen.
- 3) Der Patient sollte seine Kleidung auf Schlüssel, Geldbörse, Gürtel oder andere Gegenstände überprüfen, die während der Behandlung Unbehagen verursachen oder die Polsterung beschädigen könnten.
- 4) Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt, während er auf dem Tisch liegt.

Tischbedienung:

- 1) Stellen Sie zu Beginn der Behandlung sicher, dass sich der Tisch in der niedrigsten Position befindet und flach ist.
- 2) Positionieren Sie den Patienten wie oben auf dem Tisch.
- 3) Sobald der Patient an Ort und Stelle ist, heben Sie ihn zur Behandlung auf die gewünschte Höhe an.
- 4) Führen Sie die gewünschte Behandlung durch. Informationen zur Bedienung bestimmter Tischfunktionen finden Sie im Abschnitt „Bedienung“ und/oder in den einzelnen Komponentenfunktionen weiter unten.
- 5) Bei Behandlung mit Zuggerät:
 - Überprüfen Sie den Schwingenbolzen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
 - Überprüfen Sie, ob die Zugmaschine ordnungsgemäß installiert ist.
 - Befolgen Sie die Bedienungsanleitung des Traktionskopfes für den Betrieb der Traktionseinheit (separat erhältlich).
- 6) Bringen Sie den Tisch nach der Behandlung wieder in eine ebene und gerade Konfiguration.
- 7) Senken Sie den Tisch durch Drücken des Fußpedals auf die niedrigste Position ab. Wenn der Tisch mit einer Fußstange ausgestattet ist, halten Sie die Fußstange nach oben, um den Tisch abzusenken.

Dem Patienten vom Tisch helfen:

- 1) Weisen Sie den Patienten darauf hin, nicht alleine vom Tisch aufzustehen, um eine Überanstrengung zu vermeiden, die zum Scheitern der Behandlung führen könnte, und um sicherzustellen, dass der Patient beim Hinlegen nicht benommen wird, was zu einem Ungleichgewicht führen kann.
- 2) Sorgen Sie dafür, dass der Patient das Gleichgewicht wiedererlangt, bevor er aufsteht. Die beste Vorgehensweise besteht darin, den Patienten jederzeit in der Hand zu haben.

BETRIEB BESTIMMTER GERÄTEKOMPONENTEN:

Kissenbewegung während der Traktionsnutzung:

- Um das Kissen während oder nach der Behandlung oder Traktion zu verriegeln oder zu entriegeln, stellen Sie den Hebel in die gewünschte Position.



Einstellung der Schwinge:

- Ziehen Sie den Knopf nach oben und der Stift wird freigegeben, damit sich der Schwingarm bewegen kann.

Bewegen Sie die Schwinge in die gewünschte Position an der Rahmenhalterung und lassen Sie dann den Knopf los.

Der Stift verriegelt die Schwinge, wenn er losgelassen wird.



Elevation:


- Verwenden Sie die Fußstange zur Tischhöhenverstellung, um die Tischhöhe anzuheben und abzusenken.

Fußstange:

- Treten Sie auf die Fußstange, um den Tisch anzuheben. An der gewünschten Position loslassen. Heben Sie die Fußstange mit der Schuhspitze an, um den Tisch abzusenken.

Traktionsgurt-Rahmenbefestigung:

- Befestigen Sie den Traktionsgurt wie abgebildet am Tischgestell.



Neigungsabschnitte: (Verschiedene Konfigurationen optional)

- Heben Sie das Kissen an, um es nach oben zu kippen. Die Kissenposition wird automatisch verriegelt. Zum Absenken stützen Sie das Kissen ab und drehen den Verriegelungshebel, um das Kissen zu entriegeln. Senken Sie das Kissen auf den gewünschten Winkel ab und lösen Sie den Drehverriegelungshebel. Achten Sie darauf, die Kissen an der Seite und nicht an den Enden zu halten, um Quetschstellen zu vermeiden.

Vorbeugende Wartung:



WARNUNG: Trennen Sie den Tisch von der Stromquelle, bevor Sie mechanische Teile abwischen, um Verletzungen zu vermeiden.

INSPEKTION:

Mindestens monatlich sollte der Tisch gründlich auf Abnutzung, lose Hardware und Teile sowie andere Schäden überprüft werden. Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn es beschädigt ist.

- Überprüfen Sie den Tisch, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder lose Teile vorhanden sind. Ziehen Sie lose Teile fest. Hardware, die sich nicht festziehen lässt, muss ausgetauscht werden.
- Untersuchen Sie den Tisch auf offensichtliche Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, wie z. B. gerissene Schweißnähte, lose Schrauben, ausgefranzte oder beschädigte Kabel. Benutzen Sie keinen Tisch mit beschädigten Kabeln.
- Überprüfen Sie bewegliche Komponenten (elektrisch und nicht elektrisch), um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
- Überprüfen Sie die Komponenten, um sicherzustellen, dass sie einrasten und ordnungsgemäß funktionieren.
- **Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions.**

Polsterreinigung und -pflege:



VORSICHT: Bitte sorgfältig lesen, unsachgemäße Reinigung führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

DESINFEKTION: Auf dem Markt gibt es ein Desinfektionstuch namens *Protex Ultra Disinfectant Wipes*. Viele unserer Kunden nutzen diese.

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG: Eine Lösung aus 10 % milder Haushaltsspülmittel und warmem Wasser, aufgetragen mit einem weichen, feuchten Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

FÜR FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Sanft verreiben und mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abspülen.

FÜR SCHWIERIGERE FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleichmittel (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Sanft reiben und mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abspülen, um Bleichmittelkonzentrationen zu entfernen.

WAS SIE NICHT VERWENDEN SOLLTEN: Wenn Sie die falschen Reinigungsmittel verwenden, erlöschen Ihre Garantieansprüche und Ihr Vinyl bekommt Risse, trocknet aus und zerstört es. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, scharfe Chemikalien oder Scheuermittel enthalten.

Service:

Spezifische Garantieinformationen finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in diesem Handbuch.

Verwenden Sie beim Austausch verschlissener Teile Originalteile von Pivotal Health Solutions, Inc., indem Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden. Bei der Bestellung von Ersatzteilen:

- Fragen Sie nach der Serviceabteilung: 800-743-7738
- Halten Sie die Modellnummer und die Seriennummer bereit
- Geben Sie die Teile anhand der untenstehenden Nummern/Beschreibungen an

Fehlerbehebung:

Keine Energie	1. Überprüfen Sie die Stromversorgungsanschlüsse. 2. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und der Schutzschalter nicht ausgelöst ist. 3. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Elevation: Der Tisch lässt sich weder anheben noch absenken.	1. Überprüfen Sie, ob der Tisch in der richtigen Position ist, indem Sie alle Tischabschnitte in horizontaler Richtung flach absenken. 2. Überprüfen Sie, ob das Kabel vom Fußschalter zum Steuerkasten richtig angeschlossen ist. 3. Suchen Sie nach Schäden an den Bedienelementen. 4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. 5. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören.	<i>Kontaktieren Sie Pivotal Health Solutions</i>

Technische Information:

Pivotal Health Solutions stellt auf Anfrage Schaltpläne, Komponentenlisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder andere Informationen zur Verfügung, die das Servicepersonal unterstützen.

Weiterverkauf oder Entsorgung:

Ein Therapietisch wird von der Food and Drug Administration als medizinisches Gerät betrachtet. Daher ist es notwendig, dass Pivotal Health Solutions, Inc. benachrichtigt wird, wenn der Tisch verkauft, zerstört oder anderweitig entsorgt wird. Bitte benachrichtigen Sie uns schriftlich unter Angabe Ihres Namens und der Seriennummer Ihres Tisches an:

Pivotal Health Solutions
Achtung: Quality
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201 USA



Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen. Im Laufe der Jahre wurden Tonnen elektronischer Geräte mit gefährlichen Stoffen im normalen Hausmüll entsorgt. Mit der Zeit lösen sich diese Materialien aus der Elektronik und verursachen Schäden an der Umwelt. Es ist wichtig, ausgemusterte Geräte ordnungsgemäß zu entsorgen, um Schäden an unserer Umwelt zu vermeiden.

Ersatzteile:



NOTIZ: Diese Tische können verschiedene Kissenkonfigurationen haben. Für Einzelheiten zum Ersatzkissen wenden Sie sich bitte an Pivotal Health Solutions.

<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>
Gesichtskissen (27")	S1305-xxx
Brustkissen (27")	S1308-xxx
Beckenkissen (27")	S1311-xxx
Beinkissen (27")	S1314-xxx
Schwarzer Griff mit festem Hebel	S1123
Halterung für Zugmaschine	S1356
Schwingarm	S1355
Entriegelungshebel	S1339
Kugelknopf	S1348
Traktionsrahmenhalterung	S1315
Lenkrolle	LDS1009
18-Zoll-Reibungsstange	S1017
13,25-Zoll-Reibungsstange	S1021
2-Zoll-Rad	S1007
Knopf	88282

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Kontaktieren Sie Pivotal Health für den passenden Farbcode für Ihren Tisch.

Garantie:

<https://www.phsmedicalsolutions.com/customer-service/service-and-warranty>

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Herstellerinformationen:

Rev G 8/10/2026



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Coueron
France



Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland